## PRÁTICA 2: Verificação experimental da equação de Nernst

## Parte 1:

- -Prepare uma solução 0,10 mol L<sup>-1</sup> de nitrato de prata;
- -Prepare 25 mL de cada uma das soluções 10<sup>-2</sup>, 10<sup>-3</sup>, 10<sup>-4</sup> e 10<sup>-5</sup> mol L<sup>-1</sup> de nitrato de prata a partir de uma solução estoque;
- -Meça o potencial dessas soluções usando os eletrodos de prata (indicador) e  $Ag/AgCl_{(NaCl\ sat.)}$  (referência) e também da solução estoque.

Tabela 1. Potenciais da célula eletroquímica

	$[Ag^+]$ / mol $L^{-1}$	E/V
Padrão 1	0,10	
Padrão 2	1,0x10 <sup>-2</sup>	
Padrão 3	1,0x10 <sup>-3</sup>	
Padrão 4	1,0x10 <sup>-4</sup>	
Padrão 5	1,0x10 <sup>-5</sup>	

## Parte 2:

- -Prepare uma solução 0,10 mol L<sup>-1</sup> de sulfato de cobre (II);
- -Prepare 25 mL de cada uma das soluções 10<sup>-2</sup>, 10<sup>-3</sup>, 10<sup>-4</sup> e 10<sup>-5</sup> mol L<sup>-1</sup> de sulfato de cobre (II) a partir da solução estoque;
- -Meça três vezes o potencial dessas soluções usando os eletrodos de cobre (indicador) e  $Ag/AgCl_{(NaCl \, sat.)}$  (referência);
- -Da mesma forma, meça o potencial de uma solução de sulfato de cobre de concentração desconhecida.

Tabela 2. Potenciais da célula eletroquímica

	[Cu <sup>2+</sup> ] / mol L <sup>-1</sup>	E/V
Padrão 1	0,10	
Padrão 2	1,0x10 <sup>-2</sup>	
Padrão 3	1,0x10 <sup>-3</sup>	
Padrão 4	1,0x10 <sup>-4</sup>	
Padrão 5	1,0x10 <sup>-5</sup>	
Amostra		
Amostra		
Amostra		

## Questões:

- a) Em que princípio se baseia esta técnica?
- b) Qual a finalidade do tratamento estatístico?

- c) Trace um gráfico de E(V) vs log da concentração da solução padrão de zinco.
- d) Determine a equação da reta
- e) Determine o intervalo de confiança a 95 % para a concentração de cobre na amostra desconhecida.